

## Henry Schein Dental lanceert extra-orale afzuigunit

De OPTIMA EOS 350 vangt druppeltjes en aerosolen effectief op en draagt bij aan het comfort voor de patiënt tijdens de tandheelkundige behandeling.

Henry Schein Dental heeft vandaag bekendgemaakt te gaan samenwerken met [BA International](#), een van de grootste reparatiebedrijven voor tandheelkundige apparatuur. De onderneming heeft een clientèle van ruim 100.000 tandartsen in 50 verschillende landen die gebruikmaken van haar instrumenten en apparatuur. Samen gaan zij de OPTIMA EOS 350, een extra-orale afzuigunit, distribueren. Het apparaat is speciaal ontworpen voor tandheelkundige praktijken om druppeltjes en aerosolen op te vangen tijdens de behandeling. Het feit dat de afzuiging extra-oraal plaatsvindt, draagt bij aan het comfort van de patiënt tijdens de behandeling.

De OPTIMA EOS 350 is voorzien van een drielaags HEPA H14-filter waarmee 99,995% van de deeltjes van  $\geq 0,3 \mu\text{m}$  worden opgevangen. Voor het HEPA-filter zijn UVC-lampen geplaatst die de opgevangen virussen en bacteriën uitschakelen. Via de Intelligent Airflow Dynamics komt de afgevoerde lucht vrij via de afvoeropeningen bovenaan in de achterzijde van het systeem. Zo wordt voorkomen dat er deeltjes en vuil van de vloer opwarrelen. De afvoer aan de achterzijde draagt bij aan het comfort tijdens de behandeling en verspreidt de gezuiverde lucht in de ruimte. \*)

“Infectiebeheersing is inmiddels belangrijker dan ooit voor de tandheelkundige professie. Bij Henry Schein zijn we voortdurend op zoek naar aanvullingsmogelijkheden voor ons assortiment met praktische oplossingen voor onze klanten. Met groot genoegen nemen we dan ook de OPTIMA EOS 350 extra-orale afzuigunit op in ons luchtbehandelings- en afzuigassortiment,” aldus Davide Fazione, Vice President, Equipment and Service, van de EMEA Dental Group van Henry Schein.

Andere kenmerken van de OPTIMA EOS 350 extra-orale afzuigunit zijn:

- intelligent bedieningspaneel met digitale indicatie en regeling van de intensiteit
- eenvoudig te desinfecteren en automatische herinneringsfunctie voor het vervangen van het HEPA-filter
- optimale werkhoogte, lichte uitvoering en ergonomisch geplaatste grepen voor makkelijk verplaatsen tijdens behandelingen
- luchtdichte behuizing om te voorkomen dat ziektekiemen ontsnappen plus beperking van het geluidsniveau
- stil (58 dB, airconditioningvolume), zachte wielen voor minimaal geluid

De OPTIMA EOS 350 is via Henry Schein leverbaar in België en Luxemburg. Meer informatie vindt u [hier](#).

\*) Bron: [B.A. International](#)

## **Over Henry Schein**

Henry Schein NV is onderdeel van Henry Schein, Inc. (NASDAQ: HSIC), een onderneming die via een netwerk van mensen en technologie oplossingen biedt aan professionals in de gezondheidszorg.

Met ongeveer 19.000 Team Schein Members wereldwijd voorziet het netwerk van vertrouwde adviseurs meer dan 1 miljoen klanten over de hele wereld van ruim 300 hoogwaardige oplossingen die hun operationele succes en hun klinische resultaten verbeteren. Met onze zakelijke, klinische, technologische en supply chain oplossingen dragen we bij aan de efficiënte bedrijfsvoering van tandheekkundige en medische praktijken, waardoor deze efficiënter kwaliteitszorg kunnen bieden. Deze oplossingen zijn ook geschikt voor tandheekkundige laboratoria, overheids- en institutionele gezondheidsinstellingen en andere voorzieningen voor gezondheidszorg.

Henry Schein opereert via een gecentraliseerd en geautomatiseerd distributienetwerk, met meer dan 120.000 merkproducten en eigen merken op voorraad en ruim 180.000 aanvullende producten op bestelling.

Vanuit het hoofdkwartier in Melville, New York, is Henry Schein, een FORTUNE 500-bedrijf en lid van de S&P 500® en de NASDAQ 100® Index, rechtstreeks of via dochterondernemingen actief in 31 landen.

Meer informatie is beschikbaar in het Nederlands en Frans op de Henry Schein website [www.henryschein.be](http://www.henryschein.be) of in Engels op [www.henryschein.com](http://www.henryschein.com).

## **Contact:**

Stefanie Fleige – Senior Manager International Corporate Communications,  
Telefoon: +49 40 – 656 68 – 691; email: [Stefanie.Fleige@henryschein.de](mailto:Stefanie.Fleige@henryschein.de)