



Bénéficiez d'une satisfaction totale

Un excellent choix pour des résultats remarquables : Primescan est votre point de départ parfait vers la dentisterie numérique. Quelle que soit la manière dont vous voulez les concevoir, Primescan est la clé des flux de travail numériques efficaces – au fauteuil dans votre cabinet et avec vos partenaires préférés.

Dentsply Sirona Benelux

Signaalrood 55
2718 SG Zoetermeer, Pays-Bas
T +31 88 024 52 00 (NL)
T +32 3 232 81 50 (BE)
dentsplysirona.com

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Procedural Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling Technologies

CAD/CAM
Imaging
Treatment Centers
Instruments & Hygiene

 **Dentsply
Sirona**

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs dans le texte.

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

Primescan
Appréciez l'image



« Ce qui me motive ?
Les meilleurs résultats.
Et Primescan est ma
réponse. »

« Je trouve que Primescan établit de nouvelles normes dans la technologie dentaire. Pour mon équipe et moi-même, le scannage intrabuccal est maintenant plus précis, plus rapide et plus simple que jamais. L'appareil est d'une manipulation aisée, immédiatement prêt à l'emploi et s'intègre sans problème dans tout flux de travail. Même mes patients profitent de sa performance supérieure, car la procédure est bien plus confortable.

Grâce à sa technologie à la pointe, un plus grand nombre de données sont capturées avec une meilleure précision et rapidement traitées, avec une parfaite netteté et une excellente précision, soutenant ainsi des indications allant de la dent isolée à la restauration d'une arcade complète. En outre, grâce à sa connectivité améliorée, mon cabinet est facilement connecté à notre laboratoire et aux autres partenaires. Bref, tout ce que je peux vous dire est de l'essayer – et d'apprécier l'image ! »

Dr. Verena Freier
Dentiste



Martin Wohanka
Hardware Engineer



Précision

Le nouveau Primescan n'offre pas seulement un nouveau point de vue, mais bien un million :

le capteur innovant Smart Pixel Sensor analyse plus de 1.000.000 points 3D par seconde, produisant ainsi des données très précises et photoréalistes. En fait, Primescan est le scanner le plus précis sur le marché*. Sa technologie de scannage en profondeur dynamique permet d'obtenir des images d'une parfaite netteté et d'une excellente précision, même à des profondeurs de mesure jusqu'à 20 mm - un réel avantage absolu pour les indications plus profondes.

Ce que voyez est ce que vous obtenez : grâce à sa capacité de numériser une densité incroyable de données, il délivre des structures en 3D complètes de tout ce qui se trouve dans son champ de vision - dès le tout premier scan.

Une netteté parfaite
jusqu'à une
**profondeur de
20 mm**

Traite plus de
1 million de points
3D par seconde

* Source : Mehl et al, Accuracy studies at University of Zurich, Int J Comput Dent. (date de publication : mars 2019)

Florian Sobirey
Florian Sobirey, UX-Designer

Scannage facile
de surfaces fortement
inclinées.

Pour **tous** les
processus de **désin-**
fection
pertinents.

Facilité d'utilisation

Profitez de la liberté de scannage :

Primescan vous permet de scanner directement. Il offre un auto-chauffage continu pour une numérisation sans buée – ce qui signifie que vous êtes toujours prêt. Des angles prononcés ? Des zones difficiles d'accès ? Des matériaux brillants ? Rien de plus facile pour Primescan. Grâce à son champ de vision élargi, vous pourrez visualiser des zones plus étendues avec moins de courbes et une précision immédiate. Les excellents résultats de scannage sont instantanément affichés sur l'écran tactile grand format du nouveau centre d'acquisition.

Maîtrisez les infections : les trois manchons différents vous garantissent de pouvoir répondre aux besoins du cabinet ainsi qu'à toutes les exigences générales d'hygiène. Faites votre choix entre des manchons en acier inoxydable avec verre saphir ou option autoclave. Des manchons jetables à usage unique sont également disponibles.



Vitesse

Accélérez le processus : la technologie unique de Primescan permet une capture facile et un traitement plus rapide d'un plus grand nombre de données avec une résolution plus élevée. Le traitement intelligent dans Primescan assure une interaction optimale avec le logiciel en transmettant exactement les données indispensables au logiciel pour poursuivre. Le résultat : des modèles en 3D complets immédiatement affichés, quelle que que soit votre vitesse de scannage.

Améliorez votre connectivité : grâce aux options de transfert des données intégrées, validées et ouvertes, les laboratoires et autres partenaires reçoivent les modèles de haute résolution en un instant. Avec Primescan, profitez de la liberté de faire le meilleur choix parmi les flux de travail pour vous et vos patients.

Dr. Teena Steger
Software Developer



Consolide plus de
50.000 images
par seconde

**Transfert
instantané
des données**
à des partenaires
externes

Remarquable jusque dans le détail : le nouveau centre d'acquisition

Le nouveau centre d'acquisition est une station de travail conçue pour la dentisterie moderne en pensant au dentiste. Il est fourni avec un pavé tactile et un écran tactile 16:9 déplaçable, ce qui vous offre une plateforme de travail très intuitive et ergonomique.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Écran tactile & pavé tactile** pour une utilisation très confortable, intuitive
- **Cinématique** pour un positionnement ergonomique parfait
- **Concept d'hygiène intelligent** pour une désinfection rapide et facile
- **Concept mobilité** pour une pleine mobilité avec une batterie tampon de plus de 60 min



Le meilleur choix pour votre cabinet – Primescan répond à vos besoins **avec deux configurations logicielles individuelles** :

Primescan AC avec le logiciel Connect :

- Soutient les options de transfert des données à vos partenaires préférés
- Transfert des données sécurisé et crypté avec la boîte de réception Connect Case Center
- Mise à niveau aisée pour un flux de travail entièrement au fauteuil
- Interface utilisateur à commandes tactiles et intuitives

CEREC Primescan AC avec logiciel CEREC :

- Soutient les flux de travail entièrement au fauteuil pour la dentisterie en une visite
- Options flexibles d'exportation des données
- Flux de travail automatisé grâce à l'intelligence artificielle
- Interface utilisateur à commandes tactiles et intuitives