

Programat® CS6

Description du produit

Le Programat CS6 est un four combiné pour le frittage, la cristallisation et le glaçage rapides de matériaux céramiques dentaires. Ce four moderne et compact a été spécialement développé et optimisé pour une utilisation dans les cabinets dentaires équipés CAD/CAM. Grâce à la technologie innovante de la chambre de cuisson, les restaurations usinées dans des blocs pouvant aller jusqu'à la taille B55 peuvent être finalisées en un minimum de temps. Le nouveau mécanisme d'ouverture optimise et accélère le processus de préséchage : l'air chaud s'élevant de la chambre de cuisson, la restauration sèche par le bas. De plus, le processus de refroidissement de la restauration est également accéléré, car la chambre de cuisson chaude est fermée par ce mécanisme innovant. La chambre de cuisson compacte et le nouveau principe d'ouverture permettent de réduire considérablement la durée des programmes pour les matériaux Ivoclar Vivadent et le temps de mise en œuvre au cabinet dentaire. Idem pour le processus de frittage avec vide, unique dans le monde dentaire, qui abaisse également de façon importante la durée des programmes pour les matériaux IPS e.max ZirCAD. De plus, l'esthétique des restaurations est visiblement plus élevée qu'avec d'autres fours de cabinet. Le vide est nécessaire pour les programmes de frittage, de cristallisation et de glaçage pré-installés. En plus de ces programmes pré-installés pour les matériaux Ivoclar Vivadent, des programmes pour les matériaux d'autres fabricants peuvent également être créés facilement.



Indications / Contre-indications

Indications principales : Frittage de la zircone (ex. IPS e.max ZirCAD)
Cristallisation d'IPS e.max CAD
Glaçage des restaurations en céramique

Contre-indications : Cuisson des céramiques de stratification classiques (ex. IPS Style, IPS InLine) et des matériaux non coordonnés au four

Caractéristiques du produit	Avantages pour l'utilisateur
Programme de cristallisation très rapide	Environ 30% plus rapide que le programme de cristallisation Speed du Programat CS2 : une fabrication encore plus rapide des restaurations IPS e.max CAD avec une esthétique élevée et constante
Programmes de frittage avec vide	Finalisation rapide de restaurations IPS e.max ZirCAD LT et MT Multi avec une esthétique similaire à celle obtenue après des programmes de frittage de 9 heures

Programat® CS6

Contrôle précis de la température Permet d'obtenir des restaurations d'une qualité et d'une esthétique élevées

Message principal

Boostez votre pratique quotidienne

Autres caractéristiques produit

- Système ouvert : Programmes pré-installés pour les matériaux Ivoclar Vivadent et création facile de programmes pour les matériaux d'autres fabricants
- Design compact et faible encombrement grâce à ses dimensions compactes
- Possibilité d'étalonnage de la température au cabinet : Qualité et esthétique constantes des restaurations

Positionnement de la gamme

Le Programat CS6 est positionné dans le segment haut de gamme (au-dessus du Programat CS3) et remplace le Programat CS4.

Conditionnements

- **Programat CS6** 110-240V/50-60Hz