

**Miele**

## Cube & Cube X



PST 2220

Kleine sterilisator CUBE X

met Touch-bediening, EcoDry-drogen en instrumentcapaciteit van 6 kg.



- 22 l kamervolume voor 6,0 kg instrumenten en 2,0 kg textiel/charges
- Intuïtieve bediening – kleurendisplay
- Volledig gedocumenteerd – feilloze procesdocumentatie
- Eenvoudige datatransfer – optionele WiFi-interface
- Efficiënte droogresultaten – EcoDry

EAN : 4002516246435 / Artikelnummer : 63222000INT / Materiaalnummer : 11368200

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Werkblad
Ommanteling	Wit
Voor/achterzijde	Kunststof
Elektrische deurvergrendeling	•
Soort verwarming	Elektro
Servicevriendelijke constructie	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor tandartspraktijk	•
Geschikt voor artspraktijk	•
Geschikt voor ambulante OK-praktijk	•
<b>Capaciteit</b>	
Maximale belading met verpakte instrumenten in kg	6,0
Maximale belading met onverpakte instrumenten in kg	6,0
Maximale belading met poreuze artikelen (textiel) in kg	2,0
Maximale belading container in kg	9,0
Bruikbaar volume van de kamer in l	22
Kortste programmaduur in het programma 134 °C Universal in min.	23
Kortste programmaduur in het programma 134 °C S-Fast in min.	13
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	TouchControl
Programmakeuze	Kleurendisplay (capacitief)
Displaygrootte in inch	4,3
Direct keuzetoetsen	•
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programma's (aantal)	4
Resttijaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal instelbaar op display	•
Routine programma-afbreking	•
Individuele gebruikersovername	•
Capaciteit chargegeheugen (aantal cycli)	400
Automatische onderhoudsindicatie	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	AC 200-240V 50/60HZ
Zekering in A	10
Lengte aansluitkabels in m	2,00
Schuko-stekker	•

PST 2220

Kleine sterilisator CUBE X  
met Touch-bediening, EcoDry-drogen en instrumentcapaciteit van 6 kg.



<b>Water aan- en afvoer</b>	
Automatische watertoevoerklep	•
Vereiste stromingsdruk in kPa	200-860
Geleidbaarheid (µS/cm)	15
Geleidbaarheidsmeting	•
Maximale watertoevoertemperatuur in °C	35
Maximale afvoerhoeveelheid in l/min.	1
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	452
Buitenmaat, nettobreedte in mm	465
Buitenmaat, nettodiepte in mm	634
Buitenmaat, brutohoogte in mm	650
Buitenmaat, brutobreedte in mm	600
Buitenmaat, brutodiepte in mm	800
Afmeting kamer, hoogte (bruikbare afmeting) in mm	195
Afmeting kamer, breedte (bruikbare afmeting) in mm	195
Afmeting kamer, Ø in mm	250
Afmeting kamer, diepte (bruikbare afmeting) in mm	400
Nettogewicht in kg	48
Brutogewicht in kg	54
<b>Emissiewaarde</b>	
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	3,00
<b>Programma's</b>	
121°C universeel	•
134°C universeel	•
134°C onverpakt	•
134°C Prionen	•
Helix-B&D-Test	•
Vacuümtest	•
Snelle standaardklasse S-cyclus	•

PST 2220

Kleine sterilisator CUBE X  
met Touch-bediening, EcoDry-drogen en instrumentcapaciteit van 6 kg.



<b>Uitvoering</b>	
Krachtige vacuümpomp	•
Geluidsarme vacuümpomp	•
Interface voor de procesdocumentatie via Ethernet	•
Interface voor de procesdocumentatie via USB	•
Interface voor de procesdocumentatie via WiFi (optie)	•
Uitgevoerde protocollen in HTML- of SCL-formaat	•
Drogen EcoDry	•
Individuele cycli-instellingen	•
Mogelijkheid tot protocoluitvoer via externe software / een extern eindapparaat	•
Waarschuwings- en storingsindicatie	•
Basisuitrusting inbegrepen	•
Rustmodus	•
Het creëren van een vacuüm	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Ethernet-interface	•
WiFi (optie)	•
USB-interface	•
<b>Keurmerken</b>	
CE	•
DIN EN 13060	•
IEC 61010-1:2010	•
IEC 61010-2-040:2005	•
IEC 61326-1	•
IEC 61770	•
WEEE	•

PST 1720

Kleine sterilisator CUBE X

met Touch-bediening, EcoDry-drogen en instrumentcapaciteit van 4,5 kg.



- 17 l kamervolume voor 4,5 kg instrumenten en 1,5 kg textiel/charges
- Intuïtieve bediening – kleurendisplay
- Volledig gedocumenteerd – feilloze procesdocumentatie
- Eenvoudige datatransfer – optionele WiFi-interface
- Efficiënte droogresultaten – EcoDry

EAN : 4002516246428 / Artikelnummer : 63172000INT / Materiaalnummer : 11368190

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Werkblad
Ommanteling	Wit
Voor/achterzijde	Kunststof
Elektrische deurvergrendeling	•
Soort verwarming	Elektro
Servicevriendelijke constructie	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor tandartspraktijk	•
Geschikt voor artspraktijk	•
Geschikt voor ambulante OK-praktijk	•
<b>Capaciteit</b>	
Maximale belading met verpakte instrumenten in kg	4,5
Maximale belading met onverpakte instrumenten in kg	4,5
Maximale belading met poreuze artikelen (textiel) in kg	1,5
Maximale belading container in kg	9,0
Bruikbaar volume van de kamer in l	17
Kortste programmaduur in het programma 134 °C Universal in min.	23
Kortste programmaduur in het programma 134 °C S-Fast in min.	13
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	TouchControl
Programmakeuze	Kleurendisplay (capacitief)
Displaygrootte in inch	4,3
Direct keuzetoetsen	•
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programma's (aantal)	4
Resttijaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal instelbaar op display	•
Routine programma-afbreking	•
Individuele gebruikersovername	•
Capaciteit chargegeheugen (aantal cycli)	400
Automatische onderhoudsindicatie	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	AC 200-240V 50/60HZ
Zekering in A	10
Lengte aansluitkabels in m	2,00
Schuko-stekker	•

PST 1720

Kleine sterilisator CUBE X

met Touch-bediening, EcoDry-drogen en instrumentcapaciteit van 4,5 kg.



<b>Water aan- en afvoer</b>	
Automatische watertoevoerklep	•
Vereiste stromingsdruk in kPa	200-860
Geleidbaarheid (µS/cm)	15
Geleidbaarheidsmeting	•
Maximale watertoevoertemperatuur in °C	35
Maximale afvoerhoeveelheid in l/min.	1
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	452
Buitenmaat, nettobreedte in mm	465
Buitenmaat, nettodiepte in mm	634
Buitenmaat, brutohoogte in mm	650
Buitenmaat, brutobreedte in mm	600
Buitenmaat, brutodiepte in mm	800
Afmeting kamer, hoogte (bruikbare afmeting) in mm	195
Afmeting kamer, Ø in mm	250
Afmeting kamer, diepte (bruikbare afmeting) in mm	312
Nettogewicht in kg	46
Brutogewicht in kg	52
<b>Emissiewaarde</b>	
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	3,00
<b>Programma's</b>	
121°C universeel	•
134°C universeel	•
134°C onverpakt	•
134°C Prionen	•
Helix-B&D-Test	•
Vacuümtest	•
Snelle standaardklasse S-cyclus	•
<b>Uitvoering</b>	
Krachtige vacuümpomp	•
Geluidsarme vacuümpomp	•
Interface voor de procesdocumentatie via Ethernet	•
Interface voor de procesdocumentatie via USB	•
Interface voor de procesdocumentatie via WiFi (optie)	•
Uitgaveformaat van protocollen in HTML- of SCL-formaat	•
Drogen EcoDry	•
Individuele cycli-instellingen	•
Mogelijkheid tot protocoluitvoer via externe software / een extern eindapparaat	•
Waarschuwings- en storingsindicatie	•
Basisuitrusting inbegrepen	•
Rustmodus	•
Het creëren van een vacuüm	•

PST 1720

Kleine sterilisator CUBE X

met Touch-bediening, EcoDry-drogen en instrumentcapaciteit van 4,5 kg.



Aansluitmogelijkheden	
Ethernet-interface	•
WiFi (optie)	•
USB-interface	•
Keurmerken	
CE	•
DIN EN 13060	•
IEC 61010-1:2010	•
IEC 61010-2-040:2005	•
IEC 61326-1	•
IEC 61770	•
WEEE	•



PST 2210

Kleine sterilisator CUBE

met intuïtieve Touch-bediening en een instrumentcapaciteit van 5,5 kg.



- 22 l kamervolume voor 5,5 kg instrumenten en 2,0 kg textiel/charges
- Intuïtieve bediening – kleurendisplay
- Volledig gedocumenteerd – feilloze procesdocumentatie
- Eenvoudige datatransfer – optionele WiFi-interface

EAN : 4002516246411 / Artikelnummer : 63221000INT / Materiaalnummer : 11368180

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Werkblad
Ommanteling	Wit
Voor/achterzijde	Kunststof
Elektrische deurvergrendeling	•
Soort verwarming	Elektro
Servicevriendelijke constructie	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor tandartspraktijk	•
Geschikt voor artsenpraktijk	•
Geschikt voor ambulante OK-praktijk	•
<b>Capaciteit</b>	
Maximale belading met verpakte instrumenten in kg	5,5
Maximale belading met onverpakte instrumenten in kg	5,5
Maximale belading met poreuze artikelen (textiel) in kg	2,0
Maximale belading container in kg	9,0
Bruikbaar volume van de kamer in l	22
Kortste programmaduur in het programma 134 °C Universal in min.	47
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	TouchControl
Programmakeuze	Kleurendisplay (resistief)
Displaygrootte in inch	4,3
Direct keuzetoetsen	•
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programma's (aantal)	3
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal instelbaar op display	•
Routine programma-afbreking	•
Capaciteit chargegeheugen (aantal cycli)	400
Automatische onderhoudsindicatie	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	AC 200-240V 50/60HZ
Zekering in A	10
Lengte aansluitkabels in m	2,00
Schuko-stekker	•
<b>Water aan- en afvoer</b>	
Automatische watertoevoerklep	•
Vereiste stromingsdruk in kPa	200-860
Geleidbaarheid (µS/cm)	15
Geleidbaarheidsmeting	•
Maximale watertoevoertemperatuur in °C	35
Maximale afvoerhoeveelheid in l/min.	1



PST 2210

Kleine sterilisator CUBE

met intuïtieve Touch-bediening en een instrumentcapaciteit van 5,5 kg.



<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	452
Buitenmaat, nettobreedte in mm	465
Buitenmaat, nettdiepte in mm	634
Buitenmaat, brutohoogte in mm	650
Buitenmaat, brutobreedte in mm	600
Buitenmaat, brutodiepte in mm	800
Afmeting kamer, hoogte (bruikbare afmeting) in mm	195
Afmeting kamer, breedte (bruikbare afmeting) in mm	195
Afmeting kamer, Ø in mm	250
Afmeting kamer, diepte (bruikbare afmeting) in mm	400
Nettogewicht in kg	44
Brutogewicht in kg	54
<b>Emissiewaarde</b>	
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	3,00
<b>Programma's</b>	
121°C universeel	•
134°C universeel	•
134°C Prionen	•
Helix-B&D-Test	•
VacuÛmtest	•
<b>Uitvoering</b>	
Krachtige vacuÛmpomp	•
Geluidsarme vacuÛmpomp	•
Interface voor de procesdocumentatie via USB	•
Interface voor de procesdocumentatie via WiFi (optie)	•
Uitgaveformaat van protocollen in HTML- of SCL-formaat	•
Individuele cycli-instellingen	•
Mogelijkheid tot protocoluitvoer via externe software / een extern eindapparaat	•
Waarschuwings- en storingsindicatie	•
Basisuitrusting inbegrepen	•
Rustmodus	•
Het creëren van een vacuÛm	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
WiFi (optie)	•
USB-interface	•
<b>Keurmerken</b>	
CE	•
DIN EN 13060	•
IEC 61010-1:2010	•
IEC 61010-2-040:2005	•
IEC 61326-1	•
IEC 61770	•
WEEE	•

PST 1710

Kleine sterilisator CUBE

met intuïtieve Touch-bediening en een instrumentcapaciteit van 4,5 kg.



- 17 l kamervolume voor 4,5 kg instrumenten en 1,5 kg textiel/charges
- Intuïtieve bediening – kleurendisplay
- Volledig gedocumenteerd – feilloze procesdocumentatie
- Eenvoudige datatransfer – optionele WiFi-interface

EAN : 4002516244219 / Artikelnummer : 63171000INT / Materiaalnummer : 11363240

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Werkblad
Ommanteling	Wit
Voor/achterzijde	Kunststof
Elektrische deurvergrendeling	•
Soort verwarming	Elektro
Servicevriendelijke constructie	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor tandartspraktijk	•
Geschikt voor artsenpraktijk	•
Geschikt voor ambulante OK-praktijk	•
<b>Capaciteit</b>	
Maximale belading met verpakte instrumenten in kg	4,5
Maximale belading met onverpakte instrumenten in kg	4,5
Maximale belading met poreuze artikelen (textiel) in kg	1,5
Maximale belading container in kg	9,0
Bruikbaar volume van de kamer in l	17
Kortste programmaduur in het programma 134 °C Universal in min.	44
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	TouchControl
Programmakeuze	Kleurendisplay (resistief)
Displaygrootte in inch	4,3
Direct keuzetoetsen	•
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programma's (aantal)	3
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal instelbaar op display	•
Routine programma-afbreking	•
Capaciteit chargegeheugen (aantal cycli)	400
Automatische onderhoudsindicatie	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	AC 200-240V 50/60HZ
Zekering in A	10
Lengte aansluitkabels in m	2,00
Schuko-stekker	•
<b>Water aan- en afvoer</b>	
Automatische watertoevoerklep	•
Vereiste stromingsdruk in kPa	200-860
Geleidbaarheid (µS/cm)	15
Geleidbaarheidsmeting	•
Maximale watertoevoertemperatuur in °C	35
Maximale afvoerhoeveelheid in l/min.	1

PST 1710

Kleine sterilisator CUBE

met intuïtieve Touch-bediening en een instrumentcapaciteit van 4,5 kg.



<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	452
Buitenmaat, nettobreedte in mm	465
Buitenmaat, nettodiepte in mm	634
Buitenmaat, brutohoogte in mm	650
Buitenmaat, brutobreedte in mm	600
Buitenmaat, brutodiepte in mm	800
Afmeting kamer, hoogte (bruikbare afmeting) in mm	195
Afmeting kamer, breedte (bruikbare afmeting) in mm	195
Afmeting kamer, Ø in mm	250
Afmeting kamer, diepte (bruikbare afmeting) in mm	312
Nettogewicht in kg	43
Brutogewicht in kg	52
<b>Emissiewaarde</b>	
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	3,00
<b>Programma's</b>	
121°C universeel	•
134°C universeel	•
134°C Prionen	•
Helix-B&D-Test	•
VacuÛmtest	•
<b>Uitvoering</b>	
Krachtige vacuÛmpomp	•
Geluidsarme vacuÛmpomp	•
Interface voor de procesdocumentatie via USB	•
Interface voor de procesdocumentatie via WiFi (optie)	•
Uitgaveformaat van protocollen in HTML- of SCL-formaat	•
Individuele cycli-instellingen	•
Mogelijkheid tot protocoluitvoer via externe software / een extern eindapparaat	•
Waarschuings- en storingsindicatie	•
Basisuitrusting inbegrepen	•
Rustmodus	•
Het creëren van een vacuÛm	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
WiFi (optie)	•
USB-interface	•

PST 1710

Kleine sterilisator CUBE

met intuïtieve Touch-bediening en een instrumentcapaciteit van 4,5 kg.



Keurmerken	
CE	•
DIN EN 13060	•
IEC 61010-1:2010	•
IEC 61010-2-040:2005	•
IEC 61326-1	•
IEC 61770	•
EN 61326-1:2013	•
WEEE	•

## PST 2220 & PST 1720



Producten vergelijken  
Alleen verschillen

	PST 2220	PST 1720
<b>Capaciteit</b>		
Maximale belading met verpakte instrumenten in kg	6,0	4,5
Maximale belading met onverpakte instrumenten in kg	6,0	4,5
Maximale belading met poreuze artikelen (textiel) in kg	2,0	1,5
Bruikbaar volume van de kamer in l	22	17
<b>Afmetingen en gewicht</b>		
Afmeting kamer, breedte (bruikbare afmeting) in mm	195	-
Afmeting kamer, diepte (bruikbare afmeting) in mm	400	312
Nettogewicht in kg	48	46
Brutogewicht in kg	54	52

## PST 2210 & PST 1710



Producten vergelijken  
Alleen verschillen

	PST 2210	PST 1710
<b>Capaciteit</b>		
Maximale belading met verpakte instrumenten in kg	5,5	4,5
Maximale belading met onverpakte instrumenten in kg	5,5	4,5
Maximale belading met poreuze artikelen (textiel) in kg	2,0	1,5
Bruikbaar volume van de kamer in l	22	17
Kortste programmaduur in het programma 134 °C Universal in min.	47	44
<b>Afmetingen en gewicht</b>		
Afmeting kamer, diepte (bruikbare afmeting) in mm	400	312
Nettogewicht in kg	44	43
Brutogewicht in kg	54	52
<b>Keurmerken</b>		
EN 61326-1:2013	-	•

**Miele Professional**

Miele Nederland B.V.  
De Limiet 2  
Postbus 166  
4130 ED Vianen

**Verkoopafdeling**

Telefoon +31 (0) 347 378 884  
Fax +31 (0) 347 378 429  
(na t/m vr 08:00 - 17:00 uur)  
[professional@miele.nl](mailto:professional@miele.nl)

**Customer Service Miele Professional**

Telefoon +31 (0) 347 378 884  
Fax +31 (0) 347 378 429  
(ma t/m vr 08:00 - 17:00 uur)  
[serviceprofessional@miele.nl](mailto:serviceprofessional@miele.nl)