

**Miele**



PG 8581 [WW LD]

Thermodesinfector

met warmwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.



- Capaciteit/belading bijv. 22 hand- en hoekstukken of 22 afzuigers
- Milieuvriendelijk - verwarmingspomp met variabel toerental
- Veilig door controle - spoeldruk- en sproeiarmbewaking
- Comfortabele ondersteuning van de droging - EcoDry
- Absoluut veilig - aansluiting op procesdocumentatie mogelijk

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Vrijstaand apparaat, onderbouwbaar, 60 cm breed
Ommanteling	Wit
Geschikt voor onderbouw	•
AutoClose - Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor tandartspraktijk	•
<b>Capaciteit</b>	
Afzuigers per proces	22
Hand- en hoekstukken per proces (aantal)	22
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Kortste programmatijd (reiniging & desinfectie) in minuten	37
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
Nuttig volume spoelruimte in l	145,00
Geteste bedrijfsuren	15.000
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	TouchControl
Programmakeuze	Touch on metal
Direct keuzetoetsen	•
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's (aantal)	5
Vrije programmeerplaatsen (aantal)	2
Besturing op basis van A0-waarde	•
Programmauitvalbeveiliging	•
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal instelbaar op display	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	8,5
Totale aansluitwaarde in kW	9,3
Zekering in A	16
Lengte aansluitkabels in m	1,80
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	2,5
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16

PG 8581 [WW LD]

Thermodesinfector

met warmwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.



<b>Water aan- en afvoer</b>	
Koud water (aantal)	1
Koud water voor dampcondensator (aantal)	1
Warm water (aantal)	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1.000
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Ingebouwde waterontharder	•
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,700
Afvoerpomp (DN)	22
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	600
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	675
Buitenmaat, brutodiepte in mm	745
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Nettogewicht in kg	74
Brutogewicht in kg	81
<b>Emissiewaarde</b>	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,50
<b>Programma's</b>	
Vario TD Intensiv	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•
Speciaal 93°C-10'	•

PG 8581 [WW LD]

Thermodesinfector

met warmwataansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.



<b>Uitvoering</b>	
1 doseerapparaat/deur voor naglans	•
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel	•
Controle doseervolume	•
Dampcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Sproeiarmdetectie	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Multicomponent-filtersysteem	•
Verwarmingspomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld belaadstelsel	•
EcoDry	•
Zoutreservoir in de deur	•
Optische interface Service Professional	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig RVS (1.4301/304)	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Seriële interface RS 232 (optie)	•
WLAN via DataDiary (optie)	•
Ethernet-interface (optie)	•
<b>Normen, keurmerken</b>	
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
EN 61010-1	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•

PG 8581 [WW PD]

Thermodesinfector

met warmwateraansluiting, dosering poedervormig reinigingsmiddel & EcoDry.



- Capaciteit/belading bijv. 22 hand- en hoekstukken of 22 afzuigers
- Milieuvriendelijk - verwarmingspomp met variabel toerental
- Veilig door controle - spoeldruk- en sproeiarmbewaking
- Comfortabele ondersteuning van de droging - EcoDry
- Absoluut veilig - aansluiting op procesdocumentatie mogelijk

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Vrijstaand apparaat, onderbouwbaar, 60 cm breed
Ommanteling	Wit
Geschikt voor onderbouw	•
AutoClose - Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor tandartspraktijk	•
<b>Capaciteit</b>	
Afzuigers per proces	22
Hand- en hoekstukken per proces (aantal)	22
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
Nuttig volume spoelruimte in l	145,00
Geteste bedrijfsuren	15.000
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	TouchControl
Programmakeuze	Touch on metal
Direct keuzetoetsen	•
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's (aantal)	5
Vrije programmeerplaatsen (aantal)	2
Besturing op basis van A0-waarde	•
Programmauitvalbeveiliging	•
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal instelbaar op display	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	8,5
Totale aansluitwaarde in kW	9,3
Zekering in A	16
Lengte aansluitkabels in m	1,80
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	2,5
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16

PG 8581 [WW PD]

Thermodesinfector

met warmwateraansluiting, dosering poedervormig reinigingsmiddel & EcoDry.



<b>Water aan- en afvoer</b>	
Koud water (aantal)	1
Koud water voor dampcondensator (aantal)	1
Warm water (aantal)	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1.000
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Ingebouwde waterontharder	•
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,700
Afvoerpomp (DN)	22
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	600
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	675
Buitenmaat, brutodiepte in mm	745
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Nettogewicht in kg	74
Brutogewicht in kg	81
<b>Emissiewaarde</b>	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,50
<b>Programma's</b>	
Vario TD Intensiv	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•
Speciaal 93°C-10'	•

PG 8581 [WW PD]

Thermodesinfector

met warmwateraansluiting, dosering poedervormig reinigingsmiddel & EcoDry.



<b>Uitvoering</b>	
1 doseerapparaat/deur voor naglans	•
1 doseerapparaat/deur voor poedervormig reinigingsmiddel	•
1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel	•
Controle doseervolume	•
Dampcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Sproeiarmdetectie	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Multicomponent-filtersysteem	•
Verwarmingpomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld belaadstelsel	•
EcoDry	•
Zoutreservoir in de deur	•
Optische interface Service Professional	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig RVS (1.4301/304)	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Seriële interface RS 232 (optie)	•
WLAN via DataDiary (optie)	•
Ethernet-interface (optie)	•
Externe doseermodule	•
<b>Normen, keurmerken</b>	
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
EN 61010-1	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•

PG 8581 [WW LD]

Thermodesinfector

met warmwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.



- Capaciteit/belading bijv. 22 hand- en hoekstukken of 22 afzuigers
- Milieuvriendelijk - verwarmingspomp met variabel toerental
- Veilig door controle - spoeldruk- en sproeiarmbewaking
- Comfortabele ondersteuning van de droging - EcoDry
- Absoluut veilig - aansluiting op procesdocumentatie mogelijk

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Vrijstaand apparaat, onderbouwbaar, 60 cm breed
Ommanteling	Wit
Geschikt voor onderbouw	•
AutoClose - Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor tandartspraktijk	•
<b>Capaciteit</b>	
Afzuigers per proces	22
Hand- en hoekstukken per proces (aantal)	22
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
Nuttig volume spoelruimte in l	145,00
Geteste bedrijfsuren	15.000
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	TouchControl
Programmakeuze	Touch on metal
Direct keuzetoetsen	•
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's (aantal)	5
Vrije programmeerplaatsen (aantal)	2
Besturing op basis van A0-waarde	•
Programmauitvalbeveiliging	•
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal instelbaar op display	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	6,7
Totale aansluitwaarde in kW	7,5
Zekering in A	20
Lengte aansluitkabels in m	1,60
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	2,5
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16



PG 8581 [WW LD]

Thermodesinfector

met warmwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.



<b>Water aan- en afvoer</b>	
Koud water (aantal)	1
Koud water voor dampcondensator (aantal)	1
Warm water (aantal)	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1.000
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Ingebouwde waterontharder	•
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,700
Afvoerpomp (DN)	22
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	600
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	675
Buitenmaat, brutodiepte in mm	745
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Nettogewicht in kg	74
Brutogewicht in kg	81
<b>Emissiewaarde</b>	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,50
<b>Programma's</b>	
Vario TD Intensiv	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•
Speciaal 93°C-10'	•

PG 8581 [WW LD]

Thermodesinfector

met warmwataansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.



<b>Uitvoering</b>	
1 doseerapparaat/deur voor naglans	•
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel	•
Controle doseervolume	•
Dampcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Sproeiarmdetectie	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Multicomponent-filtersysteem	•
Verwarmingspomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld belaadstelsel	•
EcoDry	•
Zoutreservoir in de deur	•
Optische interface Service Professional	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig RVS (1.4301/304)	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Seriële interface RS 232 (optie)	•
WLAN via DataDiary (optie)	•
Ethernet-interface (optie)	•
<b>Normen, keurmerken</b>	
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 20	•
EN 61010-2-040	•
EN 61010-1	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•

## PG 8581 [WW LD], PG 8581 [WW PD] & PG 8581 [WW LD]

Producten vergelijken  
Alleen verschillen



	PG 8581 [WW LD]	PG 8581 [WW PD]	PG 8581 [WW LD]
<b>Capaciteit</b>			
Kortste programmatijd (reiniging & desinfectie) in minuten	37	-	-
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>			
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ	3N AC 400V 50HZ	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	8,5	8,5	6,7
Totale aansluitwaarde in kW	9,3	9,3	7,5
Zekering in A	16	16	20
Lengte aansluitkabels in m	1,80	1,80	1,60
<b>Uitvoering</b>			
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•	-	•
1 doseerapparaat/deur voor poedervormig reinigingsmiddel	-	•	-
<b>Aansluitmogelijkheden</b>			
Externe doseermodule	-	•	-
<b>Normen, keurmerken</b>			
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•	•	-
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 20	-	-	•

N.V. Miele S.A. België/Belgique  
Z.5 Mollem 480  
B-1730 Mollem

[www.miele-professional.be](http://www.miele-professional.be)  
[Infopro@miele.be](mailto:Infopro@miele.be)

Tel.: +32 2/451 15 40  
Fax.: +32 2/451 15 29

Miele s.à.r.l. Luxembourg  
rue Christophe Plantin, 20  
L-2339 Luxembourg

[www.miele-professional.lu](http://www.miele-professional.lu)  
[Infolux@miele.lu](mailto:Infolux@miele.lu)

Tel.: +352/497 11 20  
Fax.: +352/497-11-39