

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™



Sinius

L'efficacité

[dentsplysirona.fr](http://dentsplysirona.fr)





## L'efficacité pour un meilleur équilibre dans le cadre d'une utilisation quotidienne

Le temps est un de nos biens les plus précieux. Heureusement, Sinius est là. Le développement de solutions efficaces vous permet d'employer efficacement votre temps. Le poste de traitement Sinius vous séduira à la fois par son faible encombrement et par ses réels avantages en termes de gain de temps et de flexibilité. Cette efficacité est due notamment à la convivialité du panneau de commande intuitif doté d'un écran tactile de dernière technologie.



## Une flexibilité de traitement importante grâce à un flux de travail efficace

Le poste de traitement Sinus offre une grande efficacité grâce à son flux de travail particulièrement simple. Des fonctions de traitement intégrées, l'interface utilisateur EasyTouch facile à utiliser et l'utilisation optimale de l'espace permettent au Sinus de disposer rapidement d'un flux de travail pratique. Pour vous, cela signifie un gain important en termes de flexibilité.

### Efficace

- Packs de traitement intégrables pour l'implantologie et l'endodontie
- Concept d'hygiène intégré

### Intuitif

- Interface utilisateur EasyTouch facile à utiliser
- Choix entre trois concepts de traitement adaptés à vos méthodes de travail personnelles

### Compact

- Utilisation optimale de l'espace
- Système d'élévation de Dentsply Sirona
- Positionnement flexible des éléments praticien et assistante

### Sinius TS - le design du support transthoracique

- Positionnement ergonomique grâce aux mouvements indépendants de l'élément praticien et du système de plateau
- Système porte-tray fonctionnel avec tray séparable pouvant être positionné de manière très flexible
- Grandes zones de rangement sur l'élément praticien et sur le plateau

## Parfaitement adapté à votre propre méthode de travail

Avec ses trois versions, la classe d'efficacité de Dentsply Sirona vous offre le poste de traitement sur mesure quelles que soient vos exigences.

### Sinius - le design de la voie de coulissement

- Concept de traitement ergonomique unique.
- Facilité de déplacement de l'élément praticien en avant et en arrière.
- L'élément praticien pivotant : tout à portée de main et à tout moment.



### Sinius CS - le design du bras articulé

- Élément praticien pivotable sur 240° pour le positionnement optimal.
- Portée maximale des flexibles d'instrument de 90 cm.
- L'idéal pour la plus vaste gamme de situations thérapeutiques, que vous interveniez seul ou en équipe.



## Au delà de l'ergonomie

Le programme ergonomique de Dentsply Sirona se base sur des décennies d'expérience en matière d'ergonomie. Le cercle ergonomique reflète la vision globale de Dentsply Sirona sur la relation de l'ergonomie et du flux de travail dans les tâches quotidiennes d'un cabinet. En tant qu'innovateur qui associe la technologie numérique avec des solutions système, nous continuons à développer ce programme en permanence.



### 1 Assise intuitive

- **Plus grande liberté de mouvement**  
Voie de coulissement manuelle, bras articulé ou bras transthoracique, pédale sans fil
- **Portées optimisées**  
Coordination parfaite et positionnement flexible des éléments praticien et assistante, élément praticien et plateaux réglables indépendamment sur Sinius et Sinius TS
- **Tabourets**  
Hugo, Carl, Paul

### 2 Positionnement confortable

- **Ajustement parfait du poste de traitement**  
Réglage en hauteur flexible, hauteur de travail optimale grâce à l'alignement vertical de la bouche
- **Excellent support de la colonne vertébrale**  
ErgoMotion, support lombaire
- **Confort élevé pour le patient**  
Réglage en hauteur délicat, sellerie Premium climate, sellerie Lounge

### 3 Visibilité optimale

- **Éclairage optimal**  
LEDview Plus, Lampe d'éclairage à LED
- **Appuie-tête flexible**  
Appuie-tête motorisé ou à double articulation
- **Images intra-orales de qualité**  
Caméra autofocus SiroCam AF/AF+

### 4 Flux de travail intégré

- **Fonctions de dispositif de table intégrées**  
Implantologie, endodontie avec affichage d'ApexLocator sur le moniteur Sivision\*
- **Fonctionnement intuitif**  
Interface utilisateur EasyTouch avec concept d'utilisation configurable
- **Équipement moderne**  
Instruments innovants, système de communication avec les patients Sivision, interface USB et Ethernet


### Des résultats concluants

- Cliniquement concluant
- Esthétiquement concluant



## Intégration efficace

Simplifier le flux de travail de votre cabinet avec la fonction Implantologie, permettant de donner un traitement plus confortable à vos patients. La fonction Implantologie intégrable est affichée sur l'écran tactile. Son fonctionnement est simple, ne nécessite aucune formation préalable et aucune pédale supplémentaire. De plus, vous économisez du temps, car aucun équipement ultérieur n'est nécessaire et le temps de nettoyage est réduit.



### Implantologie intégrée

Grâce à la fonction Implantologie intégrable, vous pouvez paramétrer séparément la vitesse, le couple et le débit du liquide de refroidissement stérile pour vos étapes de travail habituelles.

### Moteur Implant BL

Le moteur d'implantologie fin, léger et sans brosse dispose d'un couple maximal de 5 Ncm, sans air s'échappant vers le site de préparation et d'un système de refroidissement interne.



### Pompe de solution saline intégrée

La pompe de solution saline intégrée est combinée à la pédale pour un système complet. La quantité de liquide de refroidissement stérile requise pour chaque étape d'implantologie peut être paramétrée individuellement.




### Contre-angle Implant 20:1

Avec un couple jusqu'à 70 Ncm, le contre-angle Implant 20:1 possède la puissance nécessaire pour tous les travaux de fraisage et de forage. Pour des résultats précis en chirurgie et en implantologie.

## Efficace jusqu'à la racine

La nouvelle fonction Endodontie améliorée garantit un meilleur flux de travail, et donc un traitement encore plus concluant. Vous disposez d'une vue globale de tout le flux de travail et vous pouvez travailler avec une hygiène, une confiance et une efficacité redoutable.



### Endodontie intégrable

La fonction Endodontie intégrable rend les postes de table obsolètes. Par ailleurs, le contrôle précis du couple est disponible en option avec un ApexLocator et garantit un niveau de sécurité clinique élevé.

### Indicateur ApexLocator au moniteur

La distance par rapport à l'extrémité du canal radiculaire et la lime sélectionnée peut maintenant être visualisée sur le moniteur.



### Modèle sur unit Heliodent Plus

Des radiographies intra-orales rapides et fiables avec le modèle sur unit Heliodent Plus. L'appareil de radiographie vous confère une grande flexibilité et une qualité d'image optimale.

### Contre-angle T1 Line Endo 6 avec lumière

La visibilité améliorée pendant le traitement endodontique améliore le taux de traitements concluants.


## Intégration des instruments de Réciprocité® Dentsply Sirona

Dentsply Sirona est le seul fabricant de postes de traitement à intégrer les instruments de Réciprocité® Dentsply Sirona et VDW. Leur utilisation est ainsi facile et rapide. La librairie de limes peut être complétée avec d'autres systèmes d'instruments.

WaveOne®

WaveOne® Gold  
Limes à mouvement  
réciproque

Reciproc®  
Endo à une lime



## S'adapte efficacement à vos méthodes de travail

Sinius vous aide à travailler sans fatigue et avec des résultats cliniques concluants, même pendant des journées longues et chargées. Quelque soit votre posture et vos méthodes de travail préférées, et quelles que soient les exigences physiques que vous ou vos patients pouvez avoir : Sinius garantit un mouvement sain et un confort maximal pour le patient.



### Tête motorisée

Permet de déplacer la tête du patient en douceur et sans effort dans la position souhaitée.



### Pédale sans fil innovante

Un positionnement non entravé par les câbles pour vous permettre de vous déplacer librement.



### Voie de coulissement manuelle

L'élément praticien peut être déplacé manuellement et sans effort dans la position adaptée.



### LEDview Plus

L'éclairage LEDview Plus fournit un mélange idéal d'intensité lumineuse, de couleur de la lumière et de taille du champ lumineux. Également disponible en tant que modèle plafonnier ou en combinaison de LEDview Plus/Heliodont Plus.



### Hugo

Le tabouret de travail qui vous permet d'adopter de façon intuitive une posture correcte.



### Sidexis 4

Grâce à Sidexis 4 sur le moniteur Sivation, vous pouvez expliquer les radiographies, les images intra-orales et les vues de planification pendant le traitement au patient.

### Sinius optimise les distances de portée

Éléments praticien et assistante positionnables de façon flexible et positionnement du plateau indépendamment de l'élément praticien.





## S'adapte efficacement aux besoins de vos patients

Avec le confort sous tous ses aspects et une technologie multimédia d'avant-garde, Sinius sera votre allié pour assurer à vos patients de meilleurs soins possibles. Le confort exceptionnel fourni par Sinius se ressent en particulier lors des longues sessions de traitement. Vos patients sont détendus tout au long de la session et vous pouvez vous concentrer sur le traitement. L'écran 22" et les caméras SiroCam AF/AF+ autofocus vous permet de développer votre propre point de vue en tant que professionnel de la santé et aide vos patients à mieux comprendre et à prendre des décisions plus concertées.



### Sellerie Lounge

Un matériau de surface souple et agréable et un rembourrage confortable, pour une relaxation optimale. Surface profilée assurant un excellent maintien.



### Équipement de pointe

Les caméras SiroCam AF/AF+ autofocus associent une qualité d'image élevée à une grande facilité d'utilisation.



### Sellerie Premium Thermo

Réduit la chaleur accumulée dans le siège et le dossier et offre une meilleure relaxation grâce à son effet climatisant.



### Plage d'abaissement maximale

Sinius peut être abaissé à une hauteur de 36 cm pour faciliter l'accès aux enfants et aux patients âgés.



### Consultation multimédia avec un écran 22"

Les radiographies, les images intra-orales et les vues de planification sont facilement accessibles depuis l'interface utilisateur EasyTouch.



### Fonction support lombaire

Le dossier peut être personnalisé selon la forme du dos du patient.

## Une plus grande efficacité pour votre équipe

Sinius vous confère l'un des plus hauts niveaux d'hygiène et l'utilisation efficace du temps. Des surfaces lisses et faciles à nettoyer aux composants facilement amovibles, en passant par l'adaptateur d'aseptisation intégré ; tout est axé sur un maniement simple et économe en temps, ainsi que sur l'élimination des sources potentielles de contamination.



### Adaptateur d'assainissement intégré

Pour le rinçage régulier des systèmes d'eau et l'assainissement mensuel, il vous suffit de brancher les cordons des instruments aux adaptateurs d'assainissement intégrés, et d'appuyer sur un bouton pour avoir la qualité d'eau optimale.



### Nettoyage efficace des cordons d'aspiration

Les cordons d'aspiration peuvent également être nettoyés automatiquement – rapidement et facilement.



### Dosage automatique

Le cas échéant, le système de nettoyage des cordons d'aspiration peut être équipé d'un dispositif de distribution automatique de produits chimiques présents dans la liste de maintenance et de désinfection de Dentsply Sirona.



### Crachoir amovible

Le crachoir pivotant peut être retiré pour être nettoyé facilement.



### Les éléments peuvent être désinfectés thermiquement

Sinius dispose de surfaces lisses faciles à nettoyer. Tous les composants critiques du point de vue hygiénique peuvent être retirés et stérilisés ou thermo-désinfectés.



La DGKH (association allemande d'hygiène hospitalière) a confirmé que Dentsply Sirona satisfait aux normes de sécurité les plus élevées, conformément aux recommandations du Robert-Koch-Institut.

Plus d'informations : [www.krankenhaushygiene.de](http://www.krankenhaushygiene.de)

## Design et fonction

Des prix de design prestigieux comme le prix iF Design de communication et le prix iF Design du produit témoignent de la grande qualité de conception des postes de traitement de Dentsply Sirona. Sinus offre une vaste gamme d'options de conception pour votre cabinet avec trois gammes de couleurs différentes. Laissez libre cours à votre imagination et créez votre combinaison personnalisée.

### Configuration individualisée

À quoi souhaitez-vous que votre poste de traitement ressemble ? Utilisez notre appli pour amener Sinus dans votre cabinet à l'avance et paramétrer la couleur de la sellerie et du vernis :

[dentsplysirona.fr](http://dentsplysirona.fr)

### Le monde de l'élégance

Couleurs de sellerie nobles pour un effet classique intemporel.

Couleurs de sellerie

Carbone\* Bordeaux Platine Pacifique\*

Couleurs de vernis

Blanc neutre Rouge intense Argent platine Bleu polaire



### Le monde du naturel

Des couleurs chaudes, douces et reposantes.

Couleurs de sellerie

Basalte\* Bois de rose\* Cherry Saphire Dune\*

Couleurs de vernis

Argent platine Beige métallique Rouge soutenu Bleu polaire Beige métallique



### Le monde de la vitalité

Des couleurs vives et lumineuses pour une atmosphère moderne et vivante.

Couleurs de sellerie

Printemps Mandarine Orchidée\* Lagune

Couleurs de vernis

Vert clair Orange foncé Rose Bleu turquoise



\* Couleurs également disponibles pour la sellerie Lounge.

## Configuration individualisée

Vous pouvez façonner à votre guise votre poste de traitement ou le faire évoluer au gré de vos besoins. Ainsi vous investissez seulement dans le matériel qui vous convient.

### Appareil de base

#### Sinus

Avec voie de coulissement



#### Sinus CS

Avec bras articulé



#### Sinus TS

Avec bras de support transthoracique



### Packs utilisateur



#### Start

- Sprayvit M sur l'élément praticien
- 1 moteur BL ISO E
- LEDview Plus



#### Advance

- Sprayvit M sur l'élément praticien
- 1 moteur BL (supplément pour BL ISO C)
- SiroSonic TL
- LEDview Plus
- Pédale sans fil



#### Innovation

- Sprayvit M sur éléments praticien et assistante
- 2 moteurs BL (supplément pour BL ISO C)
- SiroSonic TL
- LEDview Plus
- Pédale sans fil

Complément fonctionnel pour l'équipement. Les packs ne se combinent pas.

### Packs en options



#### Endo

- Fonction de traitement endodontique
- ApexLocator
- Support pour ApexLocator
- Contre-angle T1 Line Endo 6L avec lumière
- Adaptateur ISO avec lumière (en option)
- Possibilité du moteur BL ou BL ISO C (uniquement en combinaison avec le pack Start)
- Option supplémentaire : Intégration des instruments de Réciprocité®



#### Implant

- Fonction d'implantologie
- Pompe de solution saline intégrée
- Moteur électrique BL Implant
- Contre-angle Implant 20:1



#### Confort

- 1<sup>er</sup> tabouret (libre sélection de la version)
- 2<sup>ème</sup> tabouret au prix d'un pack
- Appui-tête motorisé
- Fonction support lombaire
- Sellerie Premium Thermo
- Également disponibles avec la sellerie Lounge (à la place de la sellerie Premium Thermo)



#### Sivision

- Écran 22"
- Position de l'écran librement sélectionnable
- SiroCam AF ou, en option, SiroCam AF+
- Alimentation de la caméra sur l'élément praticien

Tous les packs optionnels peuvent être combinés librement entre eux.

# Vos options individuelles

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des différentes options ; vous pouvez ainsi visualiser quels équipements font partie des appareils de base.

## Options d'équipement pour l'appareil de base

VB CS TS

Fauteuil			
Appuie-tête à double articulation	■	■	■
Tête motorisée	□	□	□
Sellerie haut de gamme	■	■	■
Sellerie Premium Thermo	□	□	□
Sellerie Lounge	□	□	□
Fonction support lombaire	□	□	□
Accoudoir pivotant à droite ou à gauche	□	□	□
Pédale à 4 voies	■	■	■
Pédale filaire	■	■	■
Pédale sans fil	□	□	□
Raccordement d'appareils tiers	□	□	□
Coussin réhausseur pour patients de petite taille (coussin d'assise C)	□	□	□
Plaque d'installation pour niveler les sols inégaux	□	□	□

## Élément praticien

(5 positions de pièce à main &amp; porte-instruments amovible)

Seringue SPRAYVIT M avec lumière	□	□	□
1 <sup>er</sup> entraînement (pour moteur ou turbine)	■	■	■
2 <sup>ème</sup> entraînement (pour moteur ou turbine)	■	■	■
3 <sup>ème</sup> entraînement (pour moteur ou turbine)	□	□	□
Moteur électrique BL	□	□	□
Moteur électrique BL ISO C	□	□	□
Moteur électrique BL ISO E	□	□	□
Moteur électrique Implant BI	□	□	□
Contre-angle Implant 20:1	□	□	□
Cordon pour turbine	□	□	□
Pièce à main à ultrasons SiroSonic TL	□	□	□
Commande mains libres	■	■	■
Fonction d'implantologie	□	□	□
Pompe de solution saline intégrée	□	□	□
Fonction de traitement endodontique	□	□	□
Contre-angle T1 Line Endo 6 L avec lumière	□	□	□
Fonction d'instruments de Réciprocité	□	□	□
Fonction ApexLocator avec affichage sur l'écran Sivation	□	□	□
Porte-tray pivotant pour un ou deux trays de taille standard	□	□	□
Négatoscope panoramique			□

## Élément assistante

(avec 4 positions, support amovible et tapis en silicone)

Lampe à polymérisation Satelec mini LED	□	□	□
Dispositif d'aspiration chirurgicale	□	□	□
2 <sup>ème</sup> kit dispositif d'aspiration	□	□	□
Seringue Sprayvit M avec lumière	□	□	□
Dispositif d'aspiration	■	■	■
Tire-salive	■	■	■

## Options d'équipement pour l'appareil de base

VB CS TS

Groupe d'eau			
Dispositif de désinfection avec fonction de désinfection et d'assainissement permanente	■	■	■
Nettoyage du flexible d'aspiration par rinçage à l'eau	■	■	■
Nettoyage du flexible d'aspiration avec des produits chimiques	□	□	□
Vanne de crachoir pour aspiration humide	■	■	■
Centrifugeuse automatique	□	□	□
Centrifugeuse d'amalgames	□	□	□
Crachoir pivotant	■	■	■
Sans crachoir	□	□	□
Plateau avec plateau clipsé et poignée	□		

## Sivation

SiroCam AF	□	□	□
SiroCam AF+	□	□	□
Écran 22" sur le plateau (plateau inclus)	□		
Écran 22" sur la colonne du scialytique	□	□	□
Support supplémentaire pour la caméra	□		□
Alimentation de la caméra sur l'élément praticien	□	□	□
Alimentation de la caméra sur l'élément assistante		□	□
Kit avec interface USB prêt pour Sivation ready	□	□	□
Jeu de câbles pour connexion PC	□	□	□

## Tabouret Hugo

(ressort à gaz court ou long en option)

Hugo mains libres (avec pédale)	□	□	□
Hugo Manual (avec levier manuel)	□	□	□
Hugo Manual Plus (avec levier manuel et repose-pied annulaire)	□	□	□

## Tabouret Carl

(ressort à gaz court ou long en option)

Carl Manual (avec levier manuel)	□	□	□
Carl Manual Plus (avec levier manuel et repose-pied annulaire)	□	□	□

## Options éclairage et Heliodent Plus

Éclairage LEDview Plus (bras de support à triple articulation, avec capteur)	□	□	□
Modèle plafonnier LEDview Plus	□	□	□
Combinaison de modèle plafonnier LEDview Plus/ Heliodent Plus	□	□	□
Adaptateur pour modèle sur unit Heliodent Plus	□	□	□

VB Sinus (version avec voie de coulissement)  
 CS Sinus CS (version avec bras articulé)  
 TS Sinus TS (version transthoracique)  
 ■ Compris dans l'appareil de base  
 □ En option



Hugo mains libres



Hugo Manual



Écran 22" sur plateau



Écran 22" sur la colonne du scialytique



Pompe de solution saline intégrée



Modèle Heliodent Plus



Accoudoirs



Dispositif d'aspiration chirurgicale



Sellerie Lounge



Coussin réhausseur pour patients de petite taille



Raccordement d'appareils tiers



Interface USB dans l'élément praticien



SiroCam AF+ sur le support supplémentaire



Lampe à polymérisation Satelec mini LED



Carl Manual



Carl Manual Plus



Plateau supplémentaire pour l'élément assistante (tapis en silicone)



Plateau pivotant (pour Sinus TS)



Porte-plateau pivotant (pour Sinus CS)



Plateau (pour Sinus)

## Mentions Légales

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. **Sinius**. Indications : Poste de traitement pour cabinet dentaire. Classe / Organisme certificateur : IIb / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **LEDview Plus**. Indications : Eclairage opératoire pour poste de traitement dentaire. Classe / Organisme certificateur : IIb / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **SiroCam F/AF /AF+**. Indications : Caméra pour l'enregistrement de radiographies intra-orales. Classe / Organisme certificateur : I / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **Sprayvit M**. Indications : Seringue multifonction utilisée pour l'alimentation en fluides (ou en air) chauffée ou non et l'éclairage lors des traitements dentaires. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant: Sirona Dental Systems GmbH. **Moteur BL/ ISO/ BL Implant**. Indications : Moteur destiné à l'entraînement de pièces-à-main et de contre-angles rotatifs et oscillants en connexion avec une unité de soins dentaires. En fonction du modèle, le moteur peut également être utilisé pour les mesures endométriques. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **Contre-angles (T1/T2/T3)**. Indications : Les contre-angles sont prévus pour maintenir et actionner les fraises en vue d'un usinage rotatif ou vibrant destinés aux applications suivantes : élimination de la matière carieuse et des obturations dentaires, préparation des cavités et des couronnes dans la substance dentaire dure, traitement des surfaces des dents et des restaurations, traitement des matériaux de prothèses dentaires : couronnes, obturations, bridges (rouge, bleu, vert) / prophylaxie (PROPHY, bleu, vert) / densification de matériau (CONDENS) / endodontologie (contre-angles ENDO, bleu, vert) / endométrie (ENDO 6 L) / implantologie, chirurgie, traitement des os (bleu, vert, Kirschner-Meyer) / prothétique (pièces-à-main, bleu, vert, EVA). Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **Heliodent Plus**. Indications : Appareil pour radiologie dentaires, servant à réaliser des radiographies intraorales pour l'examen et le diagnostic des affections des dents, de la mâchoire et des structures buccales. Classe / Organisme certificateur : IIb / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **SiroSonic L/ TL/ PerioSonic**. Indications : traitement d'affections dentaires pour les applications suivantes : élimination supra-gingivale de dépôts et de tartre (détartrage), élimination sous-gingivale de la plaque et des concrétions (parodontologie), nettoyage et gestion du biofilm des implants, ainsi que des restaurations métalliques et céramiques (insert de nettoyage d'implants), rinçage de canaux radiculaires préparés (endodontie), liquéfaction de colles thixotropes (CEM), micro-préparation, traitement radiculaire rétrograde (endodontie) et évaluation de la profondeur de travail (insert avec repère de profondeur). PerioSonic sert également à la création d'un signal de tension en vue de l'évaluation dans PrioScan. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **Sidexis 4**. Indications : Logiciel de gestion, analyse et diagnostic de radiographies numériques/numérisées. Gestion et analyse de clichés optiques numériques. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant: Sirona Dental Systems GmbH. **WaveOne® Gold**. Indications : Instruments pour la mise en forme et le nettoyage du système canalaire. Classe/ Organisme certificateur : IIa / CE 0459. Fabricant : Maillefer. **RECIPROC®/RECIPROC® blue**. Indications : Instruments pour la préparation et le retraitement du système radiculaire (retrait du matériau d'obturation et d'obturateurs à tuteurs à base de guttapercha). Contre-indications : en cas de courbure apicale brusque. Les instruments RECIPROC® blue se composent d'instruments à usage unique stériles non réutilisables, conçus pour la préparation et le traitement d'une seule molaire. La réutilisation des instruments et notamment leur stérilisation ne sont pas possibles. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant: VDW. 11/2017

## Dentsply Sirona France

7 Ter Rue de la Porte de Buc  
78008 Versailles Cedex - France  
dentsplysirona.fr

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires

## Solutions procédurales

Prévention  
Odontologie conservatrice  
Orthodontie  
Endodontie  
Prothèses  
Implants

## Technologies habilitantes

Systèmes de CFAO  
Systèmes d'imagerie  
Postes de traitement  
Instrumentation

 **Dentsply  
Sirona**