




**Le gel de mordançage Natural Elegance contient 37% d'acide phosphorique. Ce gel de mordançage d'une viscosité optimale offre une précision exceptionnelle et une application sans effort.**



## Avantages

- ✓ Précision exceptionnelle et une application sans effort.
- ✓ S'écoule facilement à un emplacement précis, y compris dans les rainures occlusales, pour la préparation du scellement.
- ✓ La couleur bleu électrique facilite une application très précise.
- ✓ L'épaisseur du produit aide à prévenir le séchage prématuré.
- ✓ Contient de la silice fumée pour un retrait facile lors du rinçage.
- ✓ Conditionne la dentine et l'émail pour la dentisterie restauratrice directe et indirecte.

## Caractéristiques

- Composition: **37% d'acide phosphorique**
- Pour **dentine/émail**
- Système de livraison: **seringue**
- Teinte: **bleu électrique**