

MICRO-TOUCH® AFFINITY™

G a m m e s h a u t e s p e r f o r m a n c e s

Gants d'examen robustes en néoprène, offrant un confort élastique et une grande résistance à la déchirure


- **Défenses renforcées** : La formulation néoprène résistante des gants d'examen médical MICRO-TOUCH® AFFINITY™ offre une protection contre les accrocs et les déchirures.
- **Protection spécialisée** : Ces gants d'examen médical sont également testés contre les médicaments cytotoxiques/chimiothérapeutiques*, ce qui garantit la protection des mains dans les environnements à haut risque.
- **Meilleure adhérence** : les doigts texturés de ces gants en néoprène leur confèrent une meilleure adhérence sur le mouillé comme sur le sec.
- **Confort élevé** : La conception élastique offre aux utilisateurs un excellent confort au quotidien
- **Réduction du risque d'allergie** : Le néoprène prévient les réactions allergiques de type 1 (latex).

*voir l'emballage du produit pour plus de détails

Recommandé pour

- Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques
- Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients
- Préhension améliorée en milieu humide
- Procédures d'examen prolongées et à risque élevé

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



MICRO-TOUCH® Protection quotidienne, en toutes circonstances

Les gants d'examen haut de gamme MICRO-TOUCH® sont pensés scientifiquement pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé et intègrent des caractéristiques de pointe : les technologies ergonomiques d'Ansell assurent un port confortable longue durée ; les propriétés de préhension humide préviennent les mauvaises manipulations ; et les films Micro-Thin assurent une sensibilité tactile maximale. Bien préparés et confortablement protégés grâce aux modèles polyvalents MICRO-TOUCH®, les professionnels de la santé sont en mesure de se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, ainsi que celles de leurs patients.

MICRO-TOUCH® AFFINITY™

Gammes hautes performances

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Néoprène (polychloroprène)	Absence de caoutchouc naturel en latex	Oui
Couleur	Vert	Longueur manchette	Standard
Teneur en poudre	Sans poudre	Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	Épaisseur paume (mm/mil)	0.13 / 5.1
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.16 / 6.3	Prévention des allergies	Latex (Type I)
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 avec approbation par la FDA américaine
Stérile	Non	Antistatique	Non testé
Longueur du gant	240 / 9,5	Segmentation des produits	Gammes hautes performances

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	553352	553353	553354	553355

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	100 gants per dispenser; 10 dispensers/1000 gants per case
Durée limite de stockage	5 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

NORMES ET CERTIFICATIONS

ASTM D6977, CA Prop 65, Numéro CE, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, UKCA

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

Dibutyldithiocarbamate de zinc	
Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.	

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail :
insidesalesus@ansell.com

Amérique du Sud et Caraïbes
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100
E-mail (Brésil) :
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail :
protection@ap.ansell.com

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking. © 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.