




INSTRUMENTS DE DIAGNOSTIC ET ACCESSOIRES



American Eagle
INSTRUMENTS®



Outre les instruments chirurgicaux d'American Eagle Instruments®, des instruments de diagnostic et des accessoires sont également disponibles en version assortie.

Pour éviter les reflets gênants de la lumière, les manches sont mats. Les macro-rainures intégrées offrent une bonne **prise en main** et sont en même temps **faciles à nettoyer**.

AESH51	Manche pour miroir dentaire Le manche ergonomique pour miroir est adapté aux miroirs dentaires disponibles dans le commerce avec un filetage métrique (filetage européen).
AESH51E	Manche pour miroir dentaire avec échelle de mesure endodontique (0-30 mm) Le manche ergonomique pour miroir convient aux miroirs dentaires disponibles dans le commerce avec un filetage métrique (filetage européen). Une échelle de mesure endodontique facile à lire de 0 à 30 mm se trouve à l'autre extrémité du manche.
AESPUNC15	Sonde parodontale UNC-15, Université de Caroline du Nord, 1-15 mm, incréments d'échelle de 1 mm La sonde parodontale UNC-15 avec des incréments d'échelle de 1 mm convient pour les mesures/évaluations simples, telles que l'espacement des implants, la longueur des couronnes, l'épaisseur de l'os, etc.
AESCT10	Pincette du London College, manche lisse Les pincettes polyvalentes du London College sont dotées d'un manche lisse. Particulièrement faciles à nettoyer et à stériliser. Pour une grande variété de procédures.
AESCT5	Pincette du London College, manche dentelé Pincette polyvalente avec manche dentelé du London College. Avec une tige de guidage pour un maintien maximal et un manche dentelé pour une prise sûre. Convient à une grande variété de procédures.
AESGP	Porte-tampons Luniatschek Pour la mise en place facile des bandes de gaze/tampons. La surface mate du manche réduit les reflets lumineux irritants.