


WEEFSEL- PINCET



Forceps vervaardigd overeenkomstig de hoogste normen van chirurgisch vakmanschap.

Door de fijne punten kan met **bijzondere precisie** worden gewerkt om weefsel of naden te fixeren. Een geleiden voorkomt dat de uiteinden elkaar onder zware druk overlappen, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Er zijn zowel chirurgische varianten met fijne tanden als anatomische varianten met fijne inkepingen verkrijgbaar. Een heel bijzondere variant is de **atraumatische pincet van DeBakey**: de speciale vertanding in de bek van het pincet verdeelt de druk over een groot oppervlak, waardoor zacht weefsel stevig en voorzichtig wordt vastgehouden, terwijl een stevige grip wordt verzekerd.

AESSTS	Weefselpincet, anatomisch, smal, recht, 14,5 cm Multifunctioneel pincet voor een breed scala aan ingrepen, zoals het vasthouden van zacht weefsel en het plaatsen en manipuleren van weefsel, tampons, vliezen enz.	AESSTADTS	Adson chirurgisch weefselpincet, chirurgisch, 1x2 tanden, 1,2 mm, 15 cm Chirurgisch pincet, ook wel "duimpincet" genoemd, voor het vastnemen en manipuleren van zacht weefsel evenals voor een precieze grip tijdens het hechten. De vertande werkuiteinden verzekeren maximale grip.
AESSTADS	Adson-weefselpincet, anatomisch, recht, 12 cm Anatomisch pincet, ook wel "duimpincet" genoemd. Voor het vastnemen en manipuleren van zacht weefsel, en voor een precieze grip tijdens het hechten.	AESSTSEMTS	Semken chirurgisch weefselpincet, chirurgisch, 1x2 tanden, recht, 15 cm Chirurgisch pincet voor het vastnemen en manipuleren van zacht weefsel evenals voor een precieze grip tijdens het hechten. De vertande werkuiteinden verzekeren maximale grip.
AESSTSEMS	Semken-weefselpincet, anatomisch, recht, 15 cm Anatomische pincet voor het vastnemen en manipuleren van zacht weefsel, en voor een precieze grip tijdens het hechten.	AESSTSEMTC	Semken chirurgisch weefselpincet, chirurgisch, 1x2 tanden, gebogen, 15 cm Licht gebogen voor betere toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.
AESSTSEMC	Semken-weefselpincet, anatomisch, gebogen, 15 cm Licht gebogen voor betere toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.	AESSTDBS	DeBakey-weefselpincet, anatomisch, recht, 1,5 mm, 15 cm De speciale vertanding in de bek van het pincet verdeelt de druk over een groot oppervlak, waardoor zacht weefsel stevig en voorzichtig wordt vastgehouden.