


**SLAGADER-  
KLEMMEN EN  
HOLLE  
BEITELTANGEN**



American Eagle klemmen en holle beitelangen: vervaardigd overeenkomstig de hoogste normen van chirurgisch mechanisch vakmanschap en maximale precisie.

Fijne, precieze snijranden maken een **nauwkeurig en vlot gebruik** van de holle beitelangen mogelijk. Afhankelijk van de klinische indicatie zijn zowel een standaardversie als een bijzonder fijne versie beschikbaar. Zo kan bijvoorbeeld bot worden gecontoureerd, maar kunnen ook fijne botsplinters uit een blok worden gesneden.

De fijn vervaardigde klemmen beschikken over een bijzonder nauwkeurige instrumentsluiting. Zo wordt verzekerd dat de fijne inkepingen aan de werkuiteinden volledig sluiten om bloedingen te stoppen en weefseltrauma tot een minimum te beperken.



|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>AESCHMS</b>  | <p><b>Halsted-Mosquito hemostatische klem, recht, 14 cm</b></p> <p>Halsted-Mosquito hemostatische klemmen zijn geschikt voor het afklemmen van kleine bloedvaten.</p>   |
| <b>AESCHMC</b>  | <p><b>Halsted-Mosquito hemostatische klem, gebogen, 14 cm</b></p> <p>Halsted-Mosquito hemostatische klemmen zijn geschikt voor het afklemmen van kleine bloedvaten.</p> |
| <b>AESCMMOS</b> | <p><b>Micro Mosquito hemostatische klem, recht, 12 cm</b></p> <p>Micro Mosquito hemostatische klemmen zijn geschikt voor het afklemmen van kleine bloedvaten.</p>       |
| <b>AESCMMOC</b> | <p><b>Micro Mosquito hemostatische klem, gebogen, 12 cm</b></p> <p>Micro Mosquito hemostatische klemmen zijn geschikt voor het afklemmen van kleine bloedvaten.</p>     |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>AESBRFRIE</b>  | <p><b>Friedmann holle beitelang</b></p> <p>Friedmann holle beitelangen worden gebruikt om bot en hard weefsel te contoureren.</p>                              |
| <b>AESBRFRIEM</b> | <p><b>Mini-Friedmann holle beitelang</b></p> <p>De bijzonder fijne Mini-Friedmann holle beitelangen worden gebruikt om bot en hard weefsel te contoureren.</p> |