

# MICRO-TOUCH® HYDRACARE™

G a m m e s   h a u t e s   p e r f o r m a n c e s

## Gant d'examen médical en latex, non poudré, avec enduction hydratante pour la peau

- **Facilité d'enfilage** : la surface intérieure chlorée garantit un enfilage facile, même avec des mains humides.
- **Réduction du risque d'allergie** : Des phases de lixiviation étendues garantissent une très faible teneur en protéines résiduelles.
- **Protection de qualité médicale** : Ce gant porte le marquage CE en tant que dispositif médical de classe I, ce qui garantit une qualité plus constante et une protection pour un large éventail d'applications.
- **Préhension sûre** : la surface entièrement texturée des gants offre une protection supplémentaire pour la préhension sur sol sec ou mouillé et contre le glissement.
- **Technologie HYDRACARE™** : Le revêtement intérieur à base de glycérol retient activement l'humidité et aide à maintenir la souplesse de la peau, en rétablissant l'hydratation et l'élasticité.
- **Tenue confortable** : la formulation du latex de caoutchouc naturel d'Ansell offre une élasticité et une mémoire excellentes pour une tenue sûre et confortable.

ATTENTION : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.

### Recommandé pour

- Préhension améliorée en milieu humide
- Procédures d'examen standard et à risque modéré
- Confort accru pendant les procédures prolongées
- Enfilage sur mains humides
- Meilleure protection de la peau contre le dessèchement ou les crevasses

### TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

**HYDRACARE™**  
Inner Coating Technology



### MICRO-TOUCH® Protection quotidienne, en toutes circonstances

Les gants d'examen haut de gamme MICRO-TOUCH® sont pensés scientifiquement pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé et intègrent des caractéristiques de pointe : les technologies ergonomiques d'Ansell assurent un port confortable longue durée ; les propriétés de préhension humide préviennent les mauvaises manipulations ; et les films Micro-Thin assurent une sensibilité tactile maximale. Bien préparés et confortablement protégés grâce aux modèles polyvalents MICRO-TOUCH®, les professionnels de la santé sont en mesure de se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, ainsi que celles de leurs patients.

# MICRO-TOUCH® HYDRACARE™

Gammes hautes performances

## INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel	Absence de caoutchouc naturel en latex	Non
Couleur	Vert	Longueur manchette	Standard
Teneur en poudre	Sans poudre	Surface externe du gant	Entièrement adhésivée
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	Épaisseur paume (mm/mil)	0.13 / 5.1
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.15 / 5.9	Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Non	Stérile	Non
Antistatique	Non testé	Longueur du gant	240 / 9,5
Segmentation des produits	Gammes hautes performances		

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	3030120XS	30301200S	30301200M	30301200L	3030120XL

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	100 gants par boîte 10 boîtes par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

## NORMES ET CERTIFICATIONS

ASTM D3578, CE 0493, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 10993-5, ISO 9001, ISO 10993-10:2003

## Accélérateurs chimiques de vulcanisation

Diéthylidithiocarbamate de zinc (ZDEC)	Dibutylidithiocarbamate de zinc
Mercaptobenzothiazole de zinc (ZMBT)	

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

**Amérique du Nord**  
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916  
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854  
E-mail : insidesalesus@ansell.com

**Amérique du Sud et Caraïbes**  
Tél. : +52(442) 296 20 50  
E-mail : cslac@ansell.com  
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100  
E-mail (Brésil) : luvras.medicas@ansell.com

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail : info@ansell.eu

**Asie-Pacifique**  
Tél. : + 603 8310 6688  
E-mail : apac.medical@ansell.com

**Australie et Nouvelle-Zélande**  
Tél. : + 61 3 9270 7270  
E-mail : protection@ap.ansell.com