

# MICRO-TOUCH® Coated

G a m m e s e s s e n t i e l l e s

## Gants d'examen médical en latex non poudrés, enduits pour un enfilage rapide et fréquent

- **Facilité d'enfilage** : L'enduction intérieure en polyacrylate garantit un enfilage facile et rapide, idéal pour les utilisateurs qui doivent changer de gants fréquemment.
- **Elasticité** : la formulation du latex de caoutchouc naturel d'Ansell et l'épaisseur optimisée du film offrent des niveaux élevés d'élasticité, de flexibilité, de sensibilité et de confort.
- **Note de l'examen médical** : Marqué CE comme dispositif médical de classe I, il est également certifié et marqué CE comme équipement de protection individuelle de catégorie III, ce qui garantit une qualité plus constante et une protection pour une large gamme d'applications.
- **Latex à faible allergénicité** : Le latex à faible allergénicité réduit le risque de dermatite de contact due à l'absence de thiurames.

ATTENTION : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.

### Recommandé pour

- Procédures d'examen courtes et à faible risque
- Enfilage sur mains humides



### MICRO-TOUCH® Protection quotidienne, en toutes circonstances

Les gants d'examen haut de gamme MICRO-TOUCH® sont pensés scientifiquement pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé et intègrent des caractéristiques de pointe : les technologies ergonomiques d'Ansell assurent un port confortable longue durée ; les propriétés de préhension humide préviennent les mauvaises manipulations ; et les films Micro-Thin assurent une sensibilité tactile maximale. Bien préparés et confortablement protégés grâce aux modèles polyvalents MICRO-TOUCH®, les professionnels de la santé sont en mesure de se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, ainsi que celles de leurs patients.

# MICRO-TOUCH® Coated

Gammes essentielles

## INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel	Absence de caoutchouc naturel en latex	Non
Couleur	Blanc	Longueur manchette	Standard
Teneur en poudre	Sans poudre	Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	Épaisseur paume (mm/mil)	0.11 / 4.3
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.14 / 5.5	Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Non	Stérile	Non
Antistatique	Non testé	Longueur du gant	240 / 9,5
Segmentation des produits	Gammes essentielles		

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	553301	553302	553303	553304	553305

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	100 gants par boîte 10 boîtes par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

## NORMES ET CERTIFICATIONS

CE 0493, Catégorie III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193-1:2008, ISO 9001, ISO 10993-10:2010, ISO 13485, UKCA

## Accélérateurs chimiques de vulcanisation

Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC)	Dibutylthiocarbamate de zinc
-------------------------------------	------------------------------

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

**Amérique du Nord**  
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916  
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854  
E-mail :  
insidesalesus@ansell.com

**Amérique du Sud et Caraïbes**  
Tél. : +52(442) 296 20 50  
E-mail : cslac@ansell.com  
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100  
E-mail (Brésil) :  
luvas.medicas@ansell.com

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail : info@ansell.eu

**Asie-Pacifique**  
Tél. : + 603 8310 6688  
E-mail :  
apac.medical@ansell.com

**Australie et Nouvelle-Zélande**  
Tél. : + 61 3 9270 7270  
E-mail :  
protection@ap.ansell.com