

# BA Optima


## Piezo Unit

EMS® & Satelec® type piezo unit,  
met of zonder licht



LED versie

Non LED versie



# BAC200E/EL & BAC200S/SL

EMS® & Satelec® type piezo unit, met of zonder licht

De nieuwe ultrasone alleskunner verwijdert tandsteen zonder het glazuur te beschadigen en biedt tevens een grondige reinigingsmethode voor implantaten. Patiënten voelen zich comfortabel en gerustgesteld.

## KENMERKEN

- EMS & Satelec type piezo unit met onafhankelijke watertoevoer
- 2 Versies leverbaar (met en zonder licht)
- Ergonomisch design
- Intuïtieve bediening
- Diverse vermogensopties, van zachte periostand tot maximale output
- Handstuk is volledig autoclaveerbaar

### Iedere unit wordt geleverd inclusief:

- 2 handstukken, 1 tipsleutel, 3 tips en 1 tipkaart.

## AFMETING

H180 x B153 x D215mm

BAC200 - complete EMS® & Satelec® type piezo unit

Model	Art. nr.	Omschrijving
BAC200E	9796145	Complete EMS® piezo unit zonder licht
BAC200EL	9796144	Complete EMS® piezo unit met licht
BAC200S	9796172	Complete Satelec® piezo unit zonder licht
BAC200SL	9796173	Complete Satelec® piezo unit met licht

## Handstuk & Handstuk kits voor BAC200 of BAC100

- Handstuk kits zijn inclusief één handstuk, tipsleutel, tipkaart en 3 tips.



Model	Art. nr.	Omschrijving
BAC250E	9796142	Handstuk Kit non LED Piezo EMS
BAC250EL	9796141	Handstuk Kit LED Piezo EMS
BAC250S	9796176	Handstuk Kit non LED Piezo Satelec
BAC250SL	9796177	Handstuk Kit LED Piezo Satelec
BAC20044066	9796163	Non LED Handstuk EMS type
BAC20044067	9796162	LED Handstuk EMS type
BACSL	9796019	Non LED Handstuk Satelec type
BACSL	9796020	LED Handstuk Satelec type

## Tips & Accessoires voor BAC200 of BAC100



Art. nr.	Omschrijving
9796137	BAC261E Verwijdert supragingivaal tandsteen
9796136	BAC262E Verwijdert supragingivaal, subgingivaal en interdentaal
9796135	BAC263E Perio tip voor subgingivaal gebruik
9796155	Set tips (BAC261E, BAC262E, BAC263E)
9796154	Set à 3 tips BAC261E
9796153	Set à 3 tips BAC262E
9796152	Set à 3 tips BAC263E
9796164	Handstukslang LED
9796165	Handstukslang non LED
9796161	Waterfles 350ml voor BAC200E/EL
9795999	Waterslang voor BAC100E/EL

 Swiss Design