

ZirClean™

Agent nettoyant pour surfaces prothétiques

ZirClean est un gel nettoyant extra-oral spécialement conçu pour le nettoyage non-abrasif des surfaces de collage en zircone (ou d'autres surfaces prothétiques), après essayage intra-oral. ZirClean aide à rétablir, à maintenir ou à améliorer l'adhésion lors des scellements adhésifs sur les surfaces en zircone (ou d'autres surfaces en céramique vitreuse ou métalliques) contaminées par des phosphates au cours des essayages intra-oraux.*

Avantages

- ▶ Système d'application facile d'emploi
- ▶ Mise en place et élimination faciles
- ▶ Améliore l'adhésion lors des scellements adhésifs de pièces prothétiques*
- ▶ Élimination des contaminants salivaires après essayage intra-oral pour une adhésion optimale*

Portée clinique

L'utilisation de ZirClean aide à optimiser l'adhésion des pièces prothétiques en zircone après leur essayage intra-oral.*



Force d'adhésion à la zircone[†] (MPa) après nettoyage avec...



[†] Force d'adhésion avec Z-Prime™ Plus et Duo-Link Universal™ après contamination salivaire, mesurée selon la méthode Ultradent.

* Sur la base d'une comparaison avec des échantillons non-traités. Source : fabricant (données disponibles sur demande).

Exclusivement destiné aux professionnels de l'art dentaire.

PRODUITS ASSOCIÉS



ALL-BOND UNIVERSAL®



Z-Prime™ Plus

POUR COMMANDER

BC 958 - Kit ZirClean

1 seringue ZirClean (5 g)
30 embouts d'injection noirs Gauge 22

BC 926 - Embouts d'injection noirs Gauge 22 (50)

service & appel
gratuits **0 800 247 420**

Ces Dispositifs Médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0459 LNE/G-MED - Classe IIa (All-Bond Universal, Duo-Link Universal, Z-Prime Plus) / CE - Classe I (ZirClean, Embouts d'injection) - Fabricant : Bisico. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l'étiquetage remis. Non-remboursé par les organismes d'assurance santé.

DC ZirClean (ZZ 1885) - V1 - 01/2019

bisico
AU SERVICE DE VOTRE EFFICACITÉ

Bisico France
208 allée de la Coudoulette
13680 Lançon-Provence
www.bisico.fr

BISCO

MC-3068ZC