



*Cavex s'est fixé pour objectif de vendre des systèmes intégraux ingénieux, dans lesquels chaque produit fait partie d'un tout. En appliquant cette philosophie, Cavex propose des solutions complètes qui permettent aux spécialistes dentaires d'augmenter considérablement le niveau du service offert à leurs patients.
For dental use only.*

Le Cavex VacuFormerSystem: De l'empreinte à l'attelle/gouttière/gouttière de blanchiment voulue en une seule séance ..!

Le Cavex VacuFormerSystem est un système complet de thermoformage sous vide, qui se compose du Cavex VacuFormer, de plaques à thermoformer, d'un plâtre composite unique en son genre et d'accessoires.

Le Cavex VacuFormerSystem permet au dentiste d'optimiser le traitement et le service à l'égard du patient.

Gouttières de blanchiment, attelles et protège-dents peuvent être réalisés durant la visite du patient, sans l'intervention du laboratoire dentaire.

Un protocole détaillé, illustré de photos, permet à chacun de se familiariser facilement avec cette technique.





Cavex Holland BV
P.O. Box 852
2003 RW Haarlem
The Netherlands

T +31 23 530 77 00
F +31 23 535 64 82
dental@cavex.nl
www.cavex.nl

Le Cavex VacuFormerSystem : 1 système complet pour toutes les indications

● Cavex VacuFormer

Le Cavex VacuFormer est un appareil pratique et universel de thermoformage sous vide. Ce robuste appareil est doté d'un moteur à vide électrique haute performance, qui convient pour toute application traditionnelle de thermoformage dentaire. Le Cavex VacuFormer est facile à utiliser et protégé contre la surchauffe.

● Cavex Instant Stone

Cavex Instant Stone est un plâtre composite unique en son genre, qui permet en seulement 10 minutes de couler un modèle en plâtre parfait. Grâce à un système de mélange ingénieux, Cavex Instant Stone est très propre et facile à utiliser.

● Cavex Mouth Protector

Les Cavex Mouth Protectors sont des protège-dents professionnels deux couches, de 3,8 mm, combinant une couche dure et une couche molle. La couche molle assure une bonne absorption des chocs et la couche dure répartit l'onde de choc et protège les dents, le résultat étant une protection optimale de la dentition.

● Cavex Bleach

Les plaques stratifiées Cavex Bleach sont réalisées dans un matériau mou/translucide qui est facile à couper et permet une finition aisée. Le matériau souple est agréable pour les gencives et convient donc parfaitement pour la réalisation de gouttières de blanchiment.

● Cavex Splint

Les plaques stratifiées Cavex Splint sont réalisées dans un matériau transparent et rigide, idéal pour la fabrication d'attelles, plateaux chirurgicaux, contentions orthodontiques etc. Grâce à la transparence exceptionnelle du matériau, Cavex Splint est invisible lorsqu'il est porté dans la bouche.

● Cavex VacuFormerSystem Starterkit

Le Starter kit se compose de tous les appareils et matériaux qui sont nécessaires pour réaliser des applications thermoformées prêtes à l'emploi : 1 Cavex VacuFormer + 18 pots d'Instant Stone + plaques à thermoformer (50 × Splint + 25 × Bleach + 12 × Mouth Protector) + Ciseaux + 6 Socles + protocoles pour chaque indication.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Cavex au +31 235307700 ou consulter le site www.cavex.nl



**Cavex Instant Stone
(VT010)**



Cavex Mouth Protector (VT020)



Cavex Splint (VT021)



Cavex Bleach (VT022)



Assortiment:

VF001 Cavex VacuFormer Starterkit