

Admira® Fusion 5

Vous cherchez un matériau d'obturation universel ultramoderne qui répond aux exigences élevées de vos patients en termes d'esthétique, tout en simplifiant considérablement votre travail au quotidien ? Dans ce cas, Admira Fusion 5 est la solution efficace. Grâce à son système de teintes simplifié, 5 teintes cluster suffisent pour couvrir les 16 teintes VITA® classical. La mise en place de plusieurs couches ou teintes est devenue caduque, tout comme l'utilisation d'un bloqueur ou d'un opaqueur. Avec seulement cinq teintes en stock, vous êtes parfaitement paré pour tous les cas se présentant dans votre cabinet et vous pouvez désencombrer considérablement vos stocks.



Coffret test

10 x 0,2 g Caps
(2 de chaque : A1, A2, A3, A3.5, A4),
10 x Futurabond U SingleDose
+ carte chromatique

REF 6243

Seulement
10 secondes de
photopolymérisation
pour chacune des
cinq teintes

Le système de
« Cluster-Shades »
réunit 16 teintes
VITA® classical avec
seulement 5 teintes
d'Admira Fusion 5



Coffret seringue

5 x 3 g seringue
(A1, A2, A3, A3.5, A4),
+ carte chromatique

REF 6225

L'alliance innovante de la technologie nanohybride et de la technologie ORMOCER® dans laquelle les charges et la matrice de résine sont à base d'oxyde de silicium fournit des avantages énormes :

un matériau de restauration à base purement céramique sans monomères

classiques et avec d'excellentes propriétés physiques. Admira Fusion 5 est un matériau d'une grande stabilité avec un taux de rétraction à la polymérisation très faible (1,25 %) en comparaison avec les composites conventionnels.

Essayez-le !

Coffret Caps

75 x 0,2 g Caps
(15 de chaque : A1, A2, A3, A3.5, A4),
+ carte chromatique

REF 6235

Admira Fusion 5

VITA®
classical

A1				A2		A3			A3.5					A4	
A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4

« Très exigeant en termes d'esthétique, j'étais assez sceptique au début, doutant que 5 teintes suffisent pour obtenir des obturations esthétiques de toutes les cavités. Mais je suis emballé par le résultat final. Le matériau d'obturation ne se voit pas. De plus, il s'adapte très bien dans la cavité et adhère très peu à l'instrument. »

Dr. Hanke Faust, Allemagne

Aperçu des avantages :

- Couverture des 16 teintes VITA® classical avec seulement 5 teintes cluster
- Seulement 10 secondes de photopolymérisation pour chacune des teintes
- Excellente biocompatibilité, le matériau ne contenant pas de monomères classiques
- La plus faible rétraction de polymérisation (1,25 % en vol.)
- Compatible avec tous les adhésifs



Vous trouverez d'autres présentations et teintes individuelles sous www.voco.dental ou dans le catalogue actuel.